


eakin contour™ flange extenders

Fixierstreifen | estensori curvi™ per flange | Vyrovňávací pásky | Renforts pour stomie | flansframleingar fyrir útlínur | kantsikring | فارطألاً ئامح تاطسنا



TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road,
Co. Down,
BT23 5QY, U.K.
www.eakin.eu

Ostomy flange extenders
REF 839040
Rev 1.01-Jun-2020
© 2020 TG Eakin Ltd.

eakin®



MD EN Medical device CZ Zdravotnické prostředky DE Medizinprodukt DK Medicinsk ustyr FI Lääketieteellinen laite FR Dispositif médical IS Lækningabúnaður IT Dispositivo medico SE Medicinsk utrustning AE جهاز طبي

EN Keep dry CZ Udržujte v suchu DE Trocken lagern DK Opbevares torrt FI Pidä kuivana FI Pidä kuivana FR Conserver à l'abri de l'humidité IS Holdið þurur IT Mantenere asciutto SE Förvas torrt AE يحفظ جاف

30°C EN Temperature limit CZ Teplotní limit DE Lagerungstemperatur DK Temperaturgrænse FI Lämpötilaraja FR Température de conservation IS Hitamörk IT Limite superiore di temperatura SE Max temperatur AE درجة الحرارة

EN Do not re-use CZ Nepoužívejte znovu DE Nicht wiederverwenden DK Må ikke genbruges FI Ei saa käyttää uudelleen FR Usage unique IS Endurnotöl ekki IT Non riutilizzabile monouso SE Ateranvänd ej AE لا يعاد استخدامه

EN Capable of being recycled (carton only) CZ Ize recyklovat (pouze kartony) DE Karton kann recycelt werden DK Kan genanvendes (kun kartonen) FI Vaiadaan kierrättää (vain pahvi) FR Emballage carton recyclable IS Endurinnanlegt (aðeins öskju) IT Riciclabile (solo cartone) SE Kan återvinnas (endast kartong) AE قبل إعادة التدوير

EN Use by date CZ Datum spotřeby DE Verwendbar bis DK Sidste anvendelsesdato FI Viimeinen käyttöpäivä FR Date limite d'utilisation IS Síðasti notkunardagur IT Utilizzare entro la data SE Använd före AE تاريخ انتهاء الصلاحية

IS eakin contour™ flansframleingar

Um þessa vörum

eakin contour™ flansframleingar fyrir útlínur veita aukið öryggi umhverfis grunnplötur stómapoka. Hægt er að nota þær til að aðstoða við festingu og komu í veg fyrir lekavandamál. eakin contour™ flansframleingar fyrir útlínur er hægt að nota með hváða stómapokum eða grunnplötum sem er og henta óllum tegundum líkamsforma.

Notkunarleiðbeiningar

Ásetning

- Gangið úr skugga um að húðin umhverfis stómann sé hein, þurr og laus við öll leysiefni, smrysí eða krem.
- Setjið stómapokum eða grunnplötu á samkvæmt leiðbeiningum.
- Fjarlægji stærsta hluta bakpappirisins frá yfirborði eakin contour™ flansframleingarinnar fyrir útlínur.
- Gangið úr skugga um að húti eakin contour™ flansframleingarinnar fyrir útlínur skarist við brúnir grunnplötunnar. Fjarlægji þann hluta sem eftir er af bakpappínum og stríðið eakin contour™ flansframleingunni fyrir útlínur á húðina til að mynda þéttingu.
- Stýðjið við þangað til hún er trygglega fest. Hægt er að nota eina eakin contour™ flansframleingunni fyrir útlínur viðbott ef þarf.

Fjarlægging

- Dragið grunnplötu stómapokans hægt af eakin contour™ flansframleinguna fyrir útlínur frá líkamanum.

2. Fjarlægji allar leifar með því að rulla og skafa. Nauðsynlegt getur verið að nota sérstakan límfjarlaðgjara.

Förgun

Setjið notandaðar vörur í sorppoka og í rusladall. Sturtið ekki niður í klósettið. Fargið í samræmi við gildandi staðbundnar reglur.

Viðvaranir og varúðarráðstafanir

Leitabú laekniráða er þú ert með ertingu á húð, roða eða óþægindi fyrir notkun á því svæði sem þéttingu er notuð á Hættu notkun og leitaðu laekniráða ef þú upplifir ertingu á húð, roða eða óþægindi á því svæði sem þéttingu er notuð á við notkun.

Notið ekki á rohu húð eða opin sár.

Endurnotkun á einnota vörum getur leitt til skaða fyrir notandann vegna smithættu og verri notkunareiginleika.

Húðin getur fengið minnkaða eiginleika og notkunartíminn styst við aukinn hita eða raka, eða ef framlengingin er færð til eftir fyrstu aðsetningu.

Aðrar upplýsingar

Geymið við herbergishita á milli 10° og 30° C. Geymið flatt í kassanum. Frystið ekki. eakin® tekur enga ábyrgð á meiðslum eða ðuru tjóni en kann að verða ef persi varar er notuð á annan hátt en í samræmi við nýverandi ráðleggingar eakin®. Tilkynna skal óll alvarleg atvik í tengslum við notkun þessarar vörur til framleidanda og lögmæts yfivalds í því landi sem notkunin á sér stað. Alvarlegt atvik er alvarleg versnun heilsu eða dauði sjúklings.

SE eakin contour™ Flange Extenders

Om produkten

eakin contour™ flange extenders ger extra säkerhet runt stomipåsens basplatta. Den kan hjälpa till med vidhäftning vid appliceringen och förhindra problem med läckage. eakin contour™ flange extenders är kompatibla med alla stomipåsor och basplattor samt är lämplig för alla kroppstyper.

Användningsinstruktioner

- Se till att huden runt stomin är ren samt torr och fri från spår av fetter och krämer.
- Applicera stomipåsen eller basplattan enligt instruktionerna.
- Skala av skyddsfilmen på den största sektionen av eakin contour™ flange extender.
- Säkerställ att en del av eakin contour™ flange extender överlappar med kanten på basplattan. Skala av skyddsfilmen på den österstående delen av eakin contour™ flange extender och jämma ut ytan så att den bildar en särk barriär på huden.
- Håll på plats till dess att den sitter fast ordentligt. En andra eakin contour™ flange extender kan appliceras vid behov.

Borttagning

- Dra långsamt av stomsbasplattan och eakin contour™ flange extender bort från koppen.

2. Avlägsna alla rester genom att rulla och skala av. Medicinsk limborrttagare kan användas vid behov.

Kassering

Lägg avfallen i en påse och släng med annat avfall. Spola ej ner produkten i toaletten. Kassering av avfall ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.

Varningar

Konsultera vårdpersonal om du har hudirritation, rodnad eller obehag inom applikationsområdet innan du börjar använda produkten. Avbryt användningen och kontakta läkare om du upplever hudirritation, rodnad eller obehag inom applikationsområdet. Använd inte på irriterad hud eller öppna sår. Återanvänd ej. Återanvändning av en engångsprodukt kan potentiellt skada användaren på grund av risken för kontaminerings- och försämringsfunktion. Vid häftningsförmåga och slittid kan påverkas vid förhållanden med förhöjd temperatur och luftfuktighet, eller om extenderen har återapplicerats efter första appliceringen.

Övrig information

Förvaras liggande i kartongen i rumstemperatur mellan 10° och 30° Celsius. Förvara ej i kylskåp. eakin® ansvarar inte för skada som eller annan ökommna som kan uppstå om denna produkt används på ett sätt som strider mot eakin® nuvarande rekommendationer. Alla alvarliga incidenter som inträffar i samband med användning av denna enhet ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användningen sker. En alvarlig incident är en som involverar patientens död eller alvarlig försämring av hälsotillstånd.

AE جن الـ روتـونـوكـ نـادـيـاتـ اـطـاسـابـ

تعريف الم��ج: كونتور فلاچ حمایة إضافية حول الصفيحة القاعدية في أكياس الفغر. وهي تستخدم للمساعدة في لصق الأجهزة ومنع مشاكل

التبغ. إن باسطات إن يكونوا مطابقاً لمعايير الصحة العالمية، فيجب أن يتوافق مع أي نوع من أكياس الفغر أو الصفائح القاعدية وهي تلائم جميع أشكال الجسم.

تعليمات الاستخدام

1. تأكيد أن الجلد المحبوط بالفتحة الاصطناعية نظيف وجاف وخالي من المذيبات والمراهم والكرمات.

2. تبخير أكياس الفغر أو الصفائح القاعدية حسب التعليمات.

3. انزع الجزء الأكبر من ورقة التثبيت من سطح يعطي حافة الصفيحة القاعدية. انزع الجزءباقي من ورقة التثبيت واففر باسطات إيكان® كونتور فلاچ على الجلد حتى تضمن سد ممكّن.

4. امسك في موضعه حتى يثبت. يمكن استخدام باسطات إيكان® كونتور فلاچ آخر إذا دعت الحاجة.

الإزاله: 1. انزع الصفيحة القاعدية في كيس الفغر وباستخدام إيكان® كونتور فلاچ ببطء بعيداً عن الجسم.

2. أزل أي آثار متبقية عن طريق فركها وتنقيتها. يمكن استخدام مزيل الالتصاقات الطبية إذا دعت الحاجة.

الخلاص من المنتج

ضع المنتج المستعملة في كيس النفايات وصندوق النفايات. لا ترمي المنتج في المرحاض. تخلص من نفايات المنتج طبقاً للإرشادات المحلية.

تحذيرات والتبيهات

استمر متخصص في الرعاية الصحية إذا حدث لك أي تهيج أو أحمرار بعد الراحة في منطقة استخدام المنتج أثناء استخدامه واستشر متخصص في الرعاية الصحية.

لا تضع المنتج على العجل المكسور أو الجروح المكسورة.


لا يعاد استخدام المنتج. إعادة استخدام المنتجات التي لا تستخدم إلا مرة واحدة قد يسبب ضرراً للمستخدم نتيجة خطر التلوث وضعف آداء وظيفة المنتج.

قد تخفيض درجة الالتصاق بالجلد وعدد مرات الاستخدام بخطأ درجة الحرارة أو الرطوبة أو إذا حدث تغير في موضع باسطات إيكان® كونتور فلاچ آخر بعد الاستخدام للمرة الأولى.

معلومات أخرى

يذكر أن مقدار حرارة بين 10° و 30° مئوية، يعزز مرونة في العملية ولا يوضع في الثلاجة. شركة إيكان® لا تتحمل أي مسؤولية عن أي إصابات أو

أي مواتر خطيرة تحدث بسبب استخدام هذه الأداة يجب إبلاغها إلى جهة المصنعة والسلطات المختصة في بلد الاستخدام، الحادث الخطير هو الحادث الذي ينطوي على التدهور الخطير في الحالة الصحية أو موت المريض.



EN Keep dry CZ Udržujte v suchu DE Trocken lagern DK Opbevares tørt FI Pidä kuivana FL Pidä kuivana FR Conserver à l'abri de l'humidité IS Haldid þurrut IT Mantenere asciutto SE Förvas tørt AE بخزن جاف

EN Temperature limit CZ Teplotní limit DE Lagerungstemperatur DK Temperaturgrænse FI Lämpötilaraja FR Température de conservation IS Hitamärk IT Limite superiore di temperatura SE Max temperatur AE درجة الحرارة

EN Do not re-use CZ Nepoužívejte znovum DE Nicht wiederverwenden DK Må ikke genbruges FI Ei saa käyttää uudelleen FR Usage unique IS Endurnotöd ekki IT Non riutilizzabile monouso SE Återanvänd ej AE لا يعاد استخدامه

EN Capable of being recycled (carton only) CZ Ize recyklovat (pouze kartony) DE Karton kann recycelt werden DK Kan genanvendes (kun kartonen) FI Voidaan kierrättää (vain pahvi) FR Emballage carton recyclable IS Endurvinnanlegt (aðeins öskju) IT Riciclabile (solo cartone) SE Kan återvinnas (endast kartong) AE قبل لإعادة التدوير

EN Use by date CZ Datum spořebnosti DE Verwendbar bis DK Sidste anvendelsesdato FI Viimeinen käytöpäivä FR Date limite d'utilisation IS Síðasti notkunardagur IT Utilizzare entro la data SE Använd före AE تاریخ انتهاء الصلاحية

EN eakin contour™ Flange Extenders

About this product.

eakin contour™ flange extenders provide additional security around ostomy pouch baseplates. They may be used to help with appliance adhesion and prevent leakage problems. eakin contour™ flange extenders are compatible with any ostomy pouch or baseplate and are suitable for all body shapes.

Instruction for use

Application

1. Ensure the skin around the stoma is clean, dry and free from any solvents, ointments or creams.
2. Apply your ostomy pouch or baseplate as instructed.
3. Remove the largest section of backing paper from the surface of the eakin contour™ flange extender.
4. Ensure that part of the eakin contour™ flange extender overlaps the edge of the baseplate. Remove the remaining section of backing paper and smooth the remainder of the eakin contour™ flange extender onto the skin to create a seal.
5. Hold in place until secure. A second eakin contour™ flange extender may be used if required.

Removal

1. Slowly peel the ostomy pouch baseplate and eakin contour™ flange extender away from the body.
2. Remove any residue by rolling and peeling. A medical adhesive remover can be used if necessary.

Disposal

Place used products into a waste bag and waste bin. Do not flush the product down the toilet. Dispose of waste products in accordance with local guidelines.

Warnings and cautions

Consult a healthcare professional if you have any skin irritation, redness or discomfort in the area of product application prior to use. If during use you experience any skin irritation, redness or discomfort in the area of product application, discontinue use and consult a healthcare professional.

Do not apply to broken skin or open wounds.

Do not re-use. Re-use of a single use product may have potential to harm the user due to the risk of contamination and impairment in product function.

Skin adhesion and wear time may be reduced in conditions of elevated temperature or humidity, or if the extender is re-positioned after first application.

Other information

Store between 10° and 30° Celsius. Store flat in the carton. Do not refrigerate. eakin® accepts no liability for any injury or other loss that may arise if this product is used in a manner contrary to eakin®'s current recommendations.

Any serious incident in relation to the use of this device should be reported to the manufacturer and the competent authority in the country of use. A serious incident is one involving serious deterioration in health or patient death.

CZ Vyrovnávací pásky eakin contour™

Výrobek

Vyrovnávací pásky eakin contour™ poskytují dodatečnou bezpečnost kolem podložky stomického sáčku. Mohou pomoci při přinášení památky a předcházet problémům s prosáknutím. eakin contour™ jsou kompatibilní s jakýmkoli stomickým sáčkem nebo podložkou a jsou vhodné pro všechny tvary těla.

Návod k použití

Aplikace

1. Zajistěte, aby pokožka kolem stomie byla čistá, suchá a bez jakýchkoli rozpouštědel, mastí nebo krémů.
2. Stomický sáček nebo podložku nasadte podél pokynů.
3. Odstraňte největší část ochranného papíru z povrchu eakin contour™.
4. Ujistěte se, že část rozšíření podložky eakin contour™ překrývá okraj podložky. Odstraňte zbývající část ochranného papíru a vyhlaďte zbytek eakin contour™ na pokožce pro utěsnění.
5. Přidržte na místo, dokud nedříz. V případě potřeby lze použít další eakin contour™.

Sejmuf

1. Pomalu odlopněte podložku stomického sáčku a Vyrovnávací pásky eakin contour™ z těla.
2. Veškeré zbytky odstraňte rolováním a sloupnutím. V případě potřeby lze použít lékařský odstraňovač adheziv.

Likvidace

Použité produkty vložte do odpadního sáčku a odpadkového koše. Produkt nesplachujte do toalety. Odpadní produkt zlikvidujte v souladu s místními směrnicemi.

Varování a upozornění

Pokud je oblast aplikace památky před použitím podrážděná, zarudlá nebo nepohodlná, paradě se se zdravotnickým pracovníkem. Pokud se během používání setkáte s podrážděním, zarudnutím nebo nepohodlím v oblasti aplikace produktu, přestaňte jej používat aprobade se se zdravotnickým pracovníkem. Neaplikujte na poškozenou kůžu nebo otevřené rány. Nepoužívejte opakováně. Opětovně použijte výrobku na jedno použití může představovat riziko ublížení uživateli z důvodu rizika kontaminace a poškození funkce produktu. Průnávost kůže a doba opotřebení může byt snížena za podmínek zvýšené teploty nebo vlhkosti, nebo pokud je prodloužovač po první aplikaci přemístěn.

Další informace

Skládejte při teplotě od 10 do 30 stupňů Celsia. Skladujte na plach v krabičce. Chraňte před chladem Společnost eakin® nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné ztráty, které mohou vzniknout, pokud bude tento produkt používán způsobem, který je v rozporu s aktuálnimi doporučeními společnosti eakin®. Jakýkoli závažný incident, týkající se používání tohoto zařízení, by měl být ohlášen výrobci a příslušnému orgánu v zemi použití. Závažný incident je takový, který má za následek vážné zhoršení zdraví nebo smrt pacienta.

DE eakin contour™ Fixiersstreifen

Produktinformationen

eakin contour™ Fixiersstreifen bieten zusätzliche Sicherheit rund um die Basisplatte der Stomaversorgung. Sie können verwendet werden, um die Haftung der Versorgung zu verbessern und Leckagen zu vermeiden. eakin contour™ Fixiersstreifen sind mit jeder Stomaversorgung kompatibel und für alle Körperarten geeignet.

Gebrauchsanweisung

Anwendung

1. Stellen Sie sicher, dass die Haut um das Stoma sauber, trocken und frei von Reinigungsmitteln, Salben oder Cremes ist.
2. Bringen Sie Ihren Stomaversorgung wie vorgegeben an.
3. Entfernen Sie den größeren Teil der Schutzfolie von der Unterseite des eakin contour™ Fixiersstreifen.
4. Stellen Sie sicher, dass ein Teil des eakin contour™ Fixiersstreifen den Rand der Basisplatte überlappt. Entfernen Sie die verbleibenden Teil der Schutzfolie und strecken Sie über die Rückseite des eakin contour™ flange extender, um eine sichere Haftung zu erzielen.
5. Halten Sie den eakin contour™ Fixiersstreifen fest bis er sicher haftet. Bei Bedarf kann ein zweiter eakin contour™ Fixiersstreifen verwendet werden.

Entfernen

1. Ziehen Sie die Basisplatte der Versorgung und den eakin contour™ Fixiersstreifen langsam vom Körper ab.
2. Entfernen Sie alle Rückstände durch kreisende Bewegungen und sanftes Reiben. Bei Bedarf kann ein medizinischer Plasterentferner verwendet werden.

Entsorgung

Entsorgen Sie gebrauchte Produkte in einen Abfallbeutel und einen Abfallbehälter. Produkt nicht in der Toilette herunterspülen. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenden Sie sich vor der Anwendung an einen Arzt, wenn Sie im Bereich der Produktanwendung Hautirritationen, Rötungen oder Beschwerden haben. Wenn während der Anwendung Hautirritationen, Rötungen oder Beschwerden im Bereich der Produktanwendung auftreten, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt. Nicht auf geschädigte Haut oder offene Wunden anwenden. Nicht wiederverwenden. Die Wiederverwendung eines Einwegprodukts kann dem Benutzer aufgrund des Risikos einer Kontamination und einer Beeinträchtigung der Produktfunktion möglicherweise Schaden zufügen. Die Haftung auf der Haut und die Tragedauer können sich bei erhöhter Temperatur oder Luftfeuchtigkeit verringern oder wenn die Basisplatte nach dem ersten Anbringen neu positioniert wird.

Sonstige Informationen

Bei Raumtemperatur, flach im Karton, zwischen 10° und 30° Celsius lagern. Nicht kühlern. eakin® übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder andere Schäden, welche durch Missachtung der aktuellen Empfehlungen von eakin® entstehen. Jeder schwere Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Anwendung auftritt, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem es verwendet wird, gemeldet werden. Ein schwerer Vorfall besteht dann, wenn eine schwerwiegende Verschlechterung der Gesundheit auftritt oder der Tod eintritt.

FI eakin contour™ Flange Extenders

Tietoja tästä tuotteesta

eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteipit tarjoavat ylimääräistä turvallisuutta avanneppuisien pohjalevyn ympärille. Niitä voidaan käyttää apuna sidosten kiinnitymisessä ja vuoto-ongelmien ennaltaehkäisyssä eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteipit ovat yhteensopivia minkä tahansa avanneppuun tai pohjalevyn kanssa ja soveltuvat kaikkiin kehon muotoihin.

Käytöohjeet

Käytö

1. Varmista, että avanteen ympärillä oleva iho on puhas, kuiva ja vapaa liuottimista, voiteista tai rasvoista.
2. Asenna avanneppussi tai pohjalevy ohjeiden mukaan.
3. Poista suurin osa taustapaperista eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteipin pinnalta.
4. Varmista, että osa eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteipin reunasta on päällekkäin pohjalevyn reunan kanssa. Poista jäljellä oleva taustapaperin osa ja silitä eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteippi iholle tiivisteen muodostamiseksi.
5. Pidä palkkoillaan, kunnes teippi on kiinnitynyt. Tarvittaessa voidaan käyttää toista eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteippiä.

Poistaminen

1. Kuori avanneppussin pohjalevyn ja eakin contour™ flange extenders –kiinnitysteipin hitaasti kehosta poispäin.
2. Poista kaikki jäännökset rullaamalla ja kuorimalla. Tarvittaessa voidaan käyttää lääketieteellistä ilmanpoistoainetta.

Hävittäminen

Aseta käytettyt tuotteet jätepussiin ja roskakoriin. Älä huuhtele tuotetta wc:hen. Hävitä käytetut tuotteet paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Varoitukset ja varotoimet

Ota yhdestä lääkäriin, jos sinulla on ihan ärsytystä, punoittua tai epämukavuutta tuotteen käyttöalueella ennen käyttöä. Jos käytön aikana ilmenee ihan ärsytystä, punoittua tai epämukavuutta tuotteen levitysalueella, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin.

Älä levitä rikkoutuneelle iholle tai avoimille haavoille.

Älä käytä uudelleen. Kertakaikun tuotteen uudelleenkäyttö voi vahingoittaa käyttäjää kontaminaatioiskin sekä tuotteen toiminnan heikentymisen vuoksi.

Ihon tarvituuva ja kuluminen kytöitä voivat vähentää korkean lämpötilan tai kosteuden myötä, tai jos kiinnitysteippi asetetaan uudelleen ensimmäisen käytön jälkeen.

Muut tiedot

Varastoit välillä 10–30 °C. Säilytä tasaisesti pahvinpakkauksessa. Älä säilytä jääkaapissa. eakin® ei vastaa vahingoista tai muita menetyksistä, joita voi syntyä, jos tästä tuotetta käytetään eakin®:n nykyisten suositusten vastaisella tavalla. Kaikista tänään käytetään käytetään koskevista vakuuksista ilmoitettavaa.

Vaikka tapahtuma on tapaus, johon liittyy vakavaa terveydentilaan heikkenemistä tai potilaan kuolema.

FR Renforts pour stomie eakin contour™

A propos de ce produit

Les renforts eakin contour™ offrent une sécurité supplémentaire pour les appareillages pour stomies. Ils peuvent être utilisés pour renforcer l'adhérence de l'appareillage et éviter les problèmes de fuite. Les renforts eakin contour™ sont compatibles avec tout appareillage ou support de poche pour stomies et conviennent toutes les morphologies.

Mode d'emploi

1. Assurez-vous que la peau autour de la stomie est propre, sèche, sans solvant, pommade ou crème.
2. Appliquez votre poche ou support de poche pour stomie comme indiqué.
3. Retirez une partie du papier protecteur de la baguette de eakin contour™ renfort.
4. S'assurez qu'une partie du renfort chevauche le bord du support de poche. Retirez la partie restante du papier protecteur et laissez le reste du renfort eakin contour™ sur la peau pour créer une surface étanche.
5. Maintenez jusqu'à ce que le renfort eakin contour™ soit correctement mis en place. Utiliser un deuxième renfort eakin contour™ si nécessaire.

Retrait

1. Décollez lentement le support de la poche et le renfort eakin contour™ de la peau.
2. Retirez les résidus éventuels. - Un spray médical anti adhésif peut être utilisé si nécessaire.

Traitement des déchets

Placez les produits usagés dans un sac et jetez-le dans un poubelle. Ne jetez pas le produit dans les toilettes. Eliminez les déchets conformément aux directives locales.

Avertissement et mises en garde

Consultez un professionnel de santé si vous avez une irritation cutanée, une rougeur ou une gêne dans la zone d'application du produit avant utilisation. Pendant l'utilisation, si vous ressentez une irritation cutanée, une rougeur ou une gêne dans la zone d'application du produit, arrêtez l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

Ne pas appliquer sur une peau endommagée ou sur une plaie ouverte.

Ne pas réutiliser. La réutilisation d'un produit à usage unique peut potentiellement nuire à l'utilisateur en raison du risque de contamination et d'altération des fonctions du produit.

L'adhérence sur la peau et la durée du port peuvent être réduits lorsque la température ou l'humidité est élevée ou si le renfort est repoussé après avoir été préalablement utilisé.

Autres informations

Conserver entre 10° et 30° Celsius. Conserver à plat dans le carton. Ne pas réfrigérer. eakin® décline toute responsabilité concernant toute blessure ou autre dommage susceptible de se produire si ce produit n'est pas utilisé conformément aux recommandations prescrites par eakin®. Tout incident grave survenu suite à l'utilisation de ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays d'utilisation. Un incident grave est considéré comment un incident nuisant gravement à la santé pouvant même conduire à la mort d'un individu.</